

**Siringhe in vetro, vetro borosilicato****LLG Labware**

Siringhe in vetro, vetro borosilicato. Con graduazioni marroni. Sterilizzabili fino a 134 °C. Materiale Cono: Metallo, Attacco tipo: Luer-Lock.



Code	Description	Packaging
LLG06314007	Siringhe LLG in vetro borosilicato, 1 ml, Materiale corpo siringa Boro 3.3, Materiale del pistone Boro 3.3, Materiale ugello Metallo, Graduazione Marrone, Tipo ugello Luer-Lock	5 pz
LLG06314010	Siringhe in vetro, vetro borosilicato, Capacità 10 ml	5 pz
LLG06314008	Siringhe in vetro, vetro borosilicato, Capacità 2 ml	5 pz
LLG06314011	Siringhe LLG in vetro borosilicato, 20 ml, Materiale del pistone Boro 3.3, Materiale ugello Metallo, Graduazione Marrone, Tipo ugello Luer-Lock	5 pz
LLG06314009	Siringhe in vetro, vetro borosilicato, Capacità 5 ml	5 pz
LLG06314012	Siringhe LLG in vetro borosilicato, 50 ml, Materiale corpo siringa Boro 3.3, Materiale del pistone Boro 3.3, Materiale ugello Metallo, Graduazione Marrone, Tipo ugello Luer-Lock	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

