

**Imbuto separatore, conico, in vetro borosilicato 3.3****Lenz**

Imbuto separatore, conico, in vetro borosilicato 3.3. Conico. Con rubinetto in PTFE. Disponibile a scelta con o senza graduazione approssimativa del volume. Con tappo NS in PP.



| Code        | Description                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09203462 | Imbuto separatore, 50 ml, NS 19/26, non graduato, Ø Foro 2,5 mm   | 1 pz.     |
| LLG09203463 | Imbuto separatore, 100 ml, NS 19/26, non graduato, Ø Foro 2,5 mm  | 1 pz.     |
| LLG09203482 | Imbuto separatore, 50 ml, NS 19/26, graduato, Ø Foro 2,5 mm       | 1 pz.     |
| LLG09203483 | Imbuto separatore, 100 ml, NS 19/26, graduato, Ø Foro 2,5 mm      | 1 pz.     |
| LLG09203465 | Imbuto separatore, 250 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 4,0 mm  | 1 pz.     |
| LLG09203466 | Imbuto separatore, 500 ml, NS 29/32, non graduato , Ø Foro 4,0 mm | 1 pz.     |
| LLG09203485 | Imbuto separatore, 250 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 4,0 mm      | 1 pz.     |
| LLG09203486 | Imbuto separatore, 500 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 4,0 mm      | 1 pz.     |
| LLG09203467 | Imbuto separatore, 1000 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 6,0 mm | 1 pz.     |
| LLG09203468 | Imbuto separatore, 2000 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 6,0 mm | 1 pz.     |
| LLG09203487 | Imbuto separatore, 1000 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 6,0 mm     | 1 pz.     |
| LLG09203488 | Imbuto separatore, 2000 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 6,0 mm     | 1 pz.     |

