

**Imbuto separatore, conico, in vetro borosilicato 3.3****Lenz**

Imbuto separatore, conico, in vetro borosilicato 3.3. Conico. Con rubinetto in PTFE. Disponibile a scelta con o senza graduazione approssimativa del volume. Con tappo NS in PP.



Code	Description	Packaging
LLG09203462	Imbuto separatore, 50 ml, NS 19/26, non graduato, Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203463	Imbuto separatore, 100 ml, NS 19/26, non graduato, Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203482	Imbuto separatore, 50 ml, NS 19/26, graduato, Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203483	Imbuto separatore, 100 ml, NS 19/26, graduato, Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203465	Imbuto separatore, 250 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203466	Imbuto separatore, 500 ml, NS 29/32, non graduato , Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203485	Imbuto separatore, 250 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203486	Imbuto separatore, 500 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203467	Imbuto separatore, 1000 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203468	Imbuto separatore, 2000 ml, NS 29/32, non graduato, Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203487	Imbuto separatore, 1000 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203488	Imbuto separatore, 2000 ml, NS 29/32, graduato, Ø Foro 6,0 mm	1 pz.

