

**Conduttimetro SD 325 CON****Lovibond**

Conduttimetro SD 325 CON. Strumento portatile con data logger, ideale per determinare la conduttività elettrica in campioni acquosi. Con una semplice pressione dei tasti, è possibile selezionare e leggere comodamente parametri quali TDS, salinità o resistenza. La selezione di diverse celle di misurazione consente di determinare sia conduttività bassa ($<200 \mu\text{S} / \text{cm}$) che molto elevata ($<1000 \text{ mS} / \text{cm}$), con la massima precisione.

- Riconoscimento automatico degli standard di conducibilità
- Funzione di allarme con valori limite regolabili
- Funzione di blocco automatico
- Temperatura di riferimento selezionabile ($20 \text{ }^\circ\text{C} / 25 \text{ }^\circ\text{C}$)
- Compensazione automatica della temperatura
- Indicatore di stato della batteria
- Basso consumo energetico
- Possibilità di trasferimento e valutazione dei dati tramite software

La Fornitura include:

SD 325 CON (Set 1): conduttimetro, copertura protettiva, custodia per trasporto, cella di grafite a 4 poli (diam. 12 mm, $<200 \text{ mS/cm}$), standard di conducibilità, batterie, manuale d'uso

SD 325 CON (Set 2): conduttimetro, copertura protettiva, custodia per trasporto, cella di grafite a 4 poli (diam. 16 mm, $<1000 \text{ mS/cm}$), standard di conducibilità, batterie, manuale d'uso

SD 325 CON (Set 3): conduttimetro, copertura protettiva, custodia per trasporto, cella in acciaio inossidabile a 2 poli (diam. 10 mm, $<200 \mu\text{S/cm}$, acqua pura), cella a flusso per acqua pura, batterie, manuale d'uso

Caratteristiche

- Conducibilità: 0,000 ... 1000,0 mS/cm
- Temperatura: $-5,0 \dots 100,0 \text{ }^\circ\text{C}$



- TDS: 0,000 ... 5000 mg/l
- Resistenza: 0,000 ... 50,0 MOhm/cm
- Salinità: 0,0 ... 70,0 PSU
- Datalogger: 10000 Set di dati automaticamente
- 1000 Set di dati manualmente
- Interfaccia: USB
- Dimensioni (L x P x H): 100 x 164 x 37 mm
- Peso: 302 g
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
- Codice IP: IP 67
-

Code	Description	Packaging
LLG04678226	Conduttimetro SD 325 CON, Tipo SD 325 CON (Set 1)	1 pz
LLG04678227	Conduttimetro SD 325 CON, Tipo SD 325 CON (Set 2)	1 pz
LLG04678228	Conduttimetro SD 325 CON, Tipo SD 325 CON (Set 3)	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

