




## Imbuti separatori con tappo a vite, tipo 4301, in FEP

Imbuti separatori con tappo a vite, tipo 4301, in FEP. Trasparenti. Rubinetto in Teflon® FEP e ETFE Tefzel®, tappo a vite in ETFE. Resistente agli urti. Superfici non bagnanti, con nessuna adesione per residui liquidi. Chimicamente stabili. Lunghezza del gambo sotto al rubinetto: 65 mm. Autoclavabili.



| Code        | Description                                                                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09203534 | Imbuto separatore, FEP, 1000 ml, Ø bocca 53 mm                                                      | 1 pz.     |
| LLG09203531 | Imbuto separatore, FEP, 125 ml, Ø bocca 28 mm, ATTENZIONE!<br>Ordine minimo 4 pz o multipli di 4 pz | 1 pz.     |
| LLG09203535 | Imbuto separatore, FEP, 2000 ml, Ø bocca 53 mm                                                      | 1 pz.     |
| LLG09203532 | Imbuto separatore, FEP, 250 ml, Ø bocca 33 mm                                                       | 1 pz.     |
| LLG09203533 | Imbuto separatore, FEP, 500 ml, Ø bocca 43 mm                                                       | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

