




Imbuti separatori con tappo a vite, tipo 4301, in FEP

Imbuti separatori con tappo a vite, tipo 4301, in FEP. Trasparenti. Rubinetto in Teflon® FEP e ETFE Tefzel®, tappo a vite in ETFE. Resistente agli urti. Superfici non bagnanti, con nessuna adesione per residui liquidi. Chimicamente stabili. Lunghezza del gambo sotto al rubinetto: 65 mm. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09203534	Imbuto separatore, FEP, 1000 ml, Ø bocca 53 mm	1 pz.
LLG09203531	Imbuto separatore, FEP, 125 ml, Ø bocca 28 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 4 pz o multipli di 4 pz	1 pz.
LLG09203535	Imbuto separatore, FEP, 2000 ml, Ø bocca 53 mm	1 pz.
LLG09203532	Imbuto separatore, FEP, 250 ml, Ø bocca 33 mm	1 pz.
LLG09203533	Imbuto separatore, FEP, 500 ml, Ø bocca 43 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

