

**Cuvette standard Rettangolari****Starna Scientific**


Cuvette standard rettangolari di alta precisione per analisi di routine. Adatte per la maggior parte dei fotometri spettrali, che utilizzano celle rettangolari. Disponibili con coperchio o con tappo per tenuta stagna. Coperchio e tappo in PTFE.

Tipi di vetro

Tipo G: Vetro Ottico, da 334 a 2500 nm

Tipo SOG: Vetro Ottico Speciale, da 320 a 2500 nm

Tipo Q: Vetro al Quarzo Spectrosil® Far UV, da 190 a 2700 nm



Code	Description	Packaging
LLG04678108	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 1/Q/5, 1,7 ml, C.O. 5mm, con coperchio	1 pz
LLG04678119	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 21/Q/10, Volume 3,500 ml, Cammino ottico 10 mm, Dim. esterne (L x P x H) 12,5 x 12,5 x 48 mm, Larghezza interna 10 mm, con tappo	1 pz
LLG04678113	Cuvette std Rettangolari, Tipo 1/Q/100, 35 ml, C.O. 100mm, con coperchio	1 pz
LLG04678106	Cuvette Rettangolari, Tipo 1/Q/1, 0,4ml, Cammino ottico 1mm, con coperchio	1 pz
LLG04678103	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 1/G/50, 17,5 ml, Cammino ottico 50 mm, Dim. esterne (L x P x H) 12,5 x 52,5 x 45 mm, Larghezza interna 9,5 mm, con coperchio	1 pz
LLG04678112	Cuvette std Rettangolari, Tipo 1/Q/50, 17,5 ml, C.O. 50mm, con coperchio	1 pz
LLG04678109	Cuvette std Rettangolari, Tipo 1/Q/10, 3,5 ml, C.O. 10mm, con coperchio	1 pz
LLG04678102	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 1/G/10, 3,5 ml, Cammino ottico 10 mm, Dim. esterne (L x P x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm, Larghezza interna 10 mm, con coperchio	1 pz
LLG04678107	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 1/Q/2, 0,7 ml, C.O. 2mm, con coperchio	1 pz
LLG04678110	Cuvette standard Rettangolari, Tipo 1/Q/20, 7 ml, C.O. 20mm, con coperchio	1 pz
LLG04678111	Cuvette std Rettangolari, Tipo 1/Q/40, 14 ml, C.O. 40mm, con coperchio	1 pz
LLG04678115	Cuvette semi micro , Tipo 9/Q/10 , 1,4 ml, Cammino ottico 10 mm, Dim. esterne (L x P x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm, Larghezza interna 4 mm, con coperchio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

