

**Filtri per maschere Polimask 330 e C 607****EKASTU Safety**

Filtri per maschere Polimask 330 e C 607.

Connessioni standard filettate, DIN EN 148-1.

Filtro per gas DIRIN 230 A2, protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C.

Filtro combinato DIRIN 230 A2-P3R D - protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, e da particelle (P3) con innovativo BIOSTOP.

Filtro combinato multi-tipo DIRIN 230 A2B2-P3R D - protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, gas e vapori inorganici e particelle (P3) con innovativo BIOSTOP.

Filtro Multi-tipo DIRIN 230 A2B2E2K1, protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C, gas e vapori inorganici, biossido di zolfo ed ammoniaca.

Filtro combinato multi-tipo DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D, protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C, gas e vapori inorganici, biossido di zolfo ed ammoniaca, particelle (P3) con innovativo BIOSTOP.

Filtro combinato multi-tipo DIRIN 230 A2B2E2K2-Hg-P3R D, protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C, gas e vapori inorganici, biossido di zolfo, vapori di ammoniaca e mercurio, particelle (P3), con innovativo BIOSTOP può essere usato solo con maschere pienofacciali.

Filtro combinato Multi-tipo DIRIN 530 A2B2E2K2 Hg NO 20CO-P3R D, protezione contro gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C, gas e vapori inorganici, biossido di zolfo, ammoniaca, ossido di azoto, monossido di carbonio, vapori di mercurio e composti di mercurio, particelle (P3), sigillato in foglio di alluminio per stoccaggio sicuro, anche in condizioni estreme, con innovativo BIOSTOP (può essere usato solo con maschere pienofacciali).

Filtro per particelle DIRIN 230 P3R D, protezione contro particelle di sostanze tossiche e altamente tossiche, con innovativo BIOSTOP.



Code	Description	Packaging
LLG07636659	Filtri per maschera Tipo DIRIN 530 A2B2E2K2 Hg NO 20CO-P3R poliv. combinato	1 pz.
LLG09005660	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 A2 per gas	1 pz.
LLG09005686	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 A2-P3R D combinato	1 pz.
LLG09005687	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 A2B2-P3R D poliv. combinato	1 pz.
LLG09005690	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D poliv. combinato	1 pz.
LLG09005691	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 A2B2E2K1 poliv. combinato	1 pz.
LLG09005692	Filtri per maschera Tipo DIRIN 500 A2B2E2K2-Hg-P3R D poliv. combinato	1 pz.
LLG09005744	Filtri per maschera Tipo DIRIN 230 P3R D per particolato attacco filettato	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

