

**Membrane di trasferimento, nitrocellulosa**

GVS Microfiltrazione SRL

Membrane di trasferimento, nitrocellulosa

Membrane di trasferimento in Nitrocellulosa pura per tutte le applicazioni in proteine o immunoblotting. L'elevata sensibilità e il basso background assicurano eccellenti risultati in tutti i trasferimenti. Compatibili con tutti i sistemi di rilevamento. Affinità legante BSA fino a BSA binding capacity up to 100µg/cm².

Avvertenza:

Frase H:

Frase P:



Code	Description	Packaging
LLG04678669	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 200 mm, Lungh. 200 mm, Porosità 0.22 µm	5 pz
LLG04678674	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 200 mm, Lungh. 200 mm, Porosità 0.22 µm	25 pz
LLG04678675	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 300 mm, Lungh. 3000 mm, Porosità 0.22 µm	1 roll
LLG04678676	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 300 mm, Lungh. 3000 mm, Porosità 0.45 µm	1 roll
LLG04678677	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 200 mm, Lungh. 200 mm, pori 0,45 µm	5 pz
LLG04678678	Membrane di trasferimento, nitrocellulosa, Largh. 200 mm, Lungh. 200 mm, Porosità 0.45 µm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

