

**Tubo in Viton****Deutsch & Neumann**

Tubo in Viton. Venduto al metro (1pz = 1m). Gomma fuoroelastomero (FPM), nera. Range temperatura da -10°C oltre +200°C. Buona resistenza all'ozono e agli agenti atmosferici, così come alla benzina e all'olio minerale. Durometro 75 Shore A.



Code	Description	Packaging
LLG09205774	Tubo in Viton, Ø int. 6 mm, spessore pareti 2,00 mm	1 pz.
LLG09205782	Tubo in Viton, Ø int. 8 mm, spessore pareti 1,50 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz.
LLG09205784	Tubo in Viton, Ø int. 8 mm, spessore pareti 2,00 mm	1 pz.
LLG09205787	Tubo in Viton, Ø int. 9 mm, spessore pareti 2,00 mm	1 pz.
LLG09205792	Tubo in Viton, Ø int. 10 mm, spessore pareti 2,00 mm	1 pz.
LLG06083415	Tubo, Viton®, Ø int. 12 mm, Ø est. 16 mm, Spessore parete 2.0 mm, Lunghezza max. di consegna 25 m	1 m
LLG09205745	Tubo in Viton, Ø int. 2 mm, spessore pareti 1,0 mm	1 pz.
LLG09205758	Tubo in Viton, Ø int. 3 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz.
LLG09205765	Tubo in Viton, Ø int. 4 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz.
LLG09205769	Tubo in Viton, Ø int. 5 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz.
LLG09205772	Tubo in Viton, Ø int. 6 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz.

