




Mini raccordi per tubi, PP

Mini raccordi per tubi, PP.



Code	Description	Packaging
LLG09207865	Riduzione a T, T230/210, per tubo Ø interno 1x1,6-2x3,2 mm	1 pz
LLG09207867	Riduzione a T, T210/220, per tubo Ø interno 1x2,5-2x1,6 mm	1 pz
LLG09207866	Riduzione a T, T230/220, per tubo Ø interno 1x2,5-2x3,2 mm	1 pz
LLG09207869	Riduzione a T, T220/230, per tubo Ø interno 1x3,2-2x2,5 mm	1 pz
LLG09207297	Riduzione / AD, per tubo Ø interno 1,6 - 2,5 mm	1 pz
LLG09207298	Riduzione / AC, per tubo Ø interno 1,6 - 3,2 mm	1 pz
LLG09207834	Riduzione / 1040, per tubo Ø interno 1,6-4,0 mm	1 pz
LLG09207835	Riduzione / 1050, per tubo Ø interno 1,6-5,0 mm	1 pz
LLG09207291	Mini raccordo per tubi, diritto/AA, per tubo Ø interno 1,6 mm	1 pz
LLG09207294	Mini raccordo per tubi, a T/T10, per tubo Ø interno 1,6 mm	1 pz
LLG09207821	Mini raccordo per tubi, a L/L10, per tubo Ø interno 1,6 mm	1 pz
LLG09207831	Mini raccordo per tubi a Y/Y210, per tubo Ø interno 1,6 mm	1 pz
LLG09207299	Riduzione / DC, per tubo Ø interno 2,5 - 3,2 mm	1 pz
LLG09207841	Riduzione / 2040, per tubo Ø interno 2,5-4,0 mm	1 pz
LLG09207842	Riduzione / 2050, per tubo Ø interno 2,5-5,0 mm	1 pz
LLG09207292	Mini raccordo per tubi, diritto/DD, per tubo Ø interno 2,5 mm	1 pz
LLG09207822	Mini raccordo per tubi a L/L20, per tubo Ø interno 2,5 mm	1 pz
LLG09207832	Mini raccordo per tubi a Y/Y220, per tubo Ø interno 2,5 mm	1 pz
LLG09207872	Mini raccordo diritto, con filettatura, M6220, per tubo Ø interno 2,5 mm	1 pz
LLG09207843	Riduzione / 3040, per tubo Ø interno 3,2-4,0 mm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09207844	Riduzione / 3050, per tubo Ø interno 3,2-5,0 mm - ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 1000 PZ O MULTIPLI DI 1000 PZ	1 pz
LLG09207845	Riduzione / 3060, per tubo Ø interno 3,2-6,5 mm	1 pz
LLG09207293	Mini raccordo per tubi, diritto/CC, per tubo Ø interno 3,2 mm	1 pz
LLG09207296	Mini raccordo per tubi, a T/T30, per tubo Ø interno 3,2 mm	1 pz
LLG09207823	Mini raccordo per tubi a L/L30, per tubo Ø interno 3,2 mm	1 pz
LLG09207833	Mini raccordo per tubi a Y/Y230, per tubo Ø interno 3,2 mm	1 pz
LLG09207873	Mini raccordo diritto, con filettatura, M6230, per tubo Ø interno 3,2 mm	1 pz
LLG09207846	Riduzione / 4050, per tubo Ø interno 4,0-5,0 mm	1 pz
LLG09207811	Mini raccordo per tubi, a T/T40, per tubo Ø interno 4,0 mm	1 pz
LLG09207874	Mini raccordo diritto, con filettatura, M6240, per tubo Ø interno 4,0 mm	1 pz
LLG09207812	Mini raccordo per tubi, a T/T50, per tubo Ø interno 5,0 mm	1 pz
LLG09207875	Mini raccordo diritto, con filettatura, M6250, per tubo Ø interno 5,0 mm	1 pz
LLG09207813	Mini raccordo per tubi a T/T60, per tubo Ø interno 6,5 mm	1 pz
LLG09207295	Mini raccordo per tubi, a T/T20, per tubo Ø interno 2,5 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

