

**Cucchiaini lunghi per campionamento Sterilware****Bel-Art Products**

Cucchiaini lunghi per campionamento Sterilware. Sterili, per la raccolta di campioni di piccole dimensioni. Il lungo manico lo rende particolarmente adatto a contenitori con contenuto difficile da raggiungere e minimizza il contatto con il materiale campionato. Polistirene grado FDA per l'uso con alimenti, farmaci e cosmetici.

- Confezionato individualmente;
- Sterilizzato con raggi gamma;
- Lotto stampato per accurato tracciamento;
- Spedito con certificato di processo per la sterilizzazione.



Code	Description	Packaging
LLG04679503	Cucchiaino lungo per campionamento Sterilware, sterile, cap. 1,25 ml	10 pz
LLG04679504	Cucchiaino lungo per campionamento Sterilware, sterile, cap. 2,46 ml	10 pz
LLG04679505	Cucchiaino lungo per campionamento Sterilware, sterile, cap. 4,93 ml	10 pz
LLG04679506	Cucchiaino lungo per campionamento Sterilware, sterile, cap. 14,79 ml	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

