



## Provette Dräger®

Dräger

Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® è il metodo per la determinazione di concentrazioni di agenti contaminanti nel suolo, in acqua e nell'aria. Si possono misurare più di 500 sostanze in diversi range di concentrazione. Il principio di funzionamento Dräger-Tubi® è collaudato da molti anni. Viene aspirato un volume d'aria e fatto passare attraverso una fialetta. Per fare ciò si utilizza la pompa di prelievo gas manuale Accuro®. Il gas da rilevare, a contatto con il sistema chimico di reazione contenuto nella fialetta, reagisce dando una particolare colorazione. Il livello della concentrazione della sostanza viene indicato dall'intensità di colore e può essere determinato direttamente su una scala di riferimento stampata sulla fiala. Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® ha misure precise, è economico e di utilizzo estremamente semplice. Sono disponibili a richiesta, oltre 250 fialette, per diverse sostanze e range di misura. Sono disponibili anche altri dispositivi di campionamento, provette di diffusione per misure a lungo termine, così come sistemi di campionamento con carbone attivo, collettori ORSA e provette per termodesorbimento TDS.



Code	Description	Packaging
LLG09620429	Rilevatore di gas, tipo formaldeide 0,2/a, range 0,2-5 ppm	10 pz.
LLG09620407	Rilevatore di gas, tipo cloro 0,2/a, range 0,2-3 ppm	10 pz.
LLG06056774	Provette Dräger-Tubes, Ammoniaca 0.25/a fiale, 0,25-3 ppm	10 pz.
LLG06287566	Provette Dräger-Tubes, n-Butanolo 10/a, 10-250 ppm, 250-2000 ppm	10 pz.
LLG09620426	Rilevatore di gas, tipo Idrocarburi di benzina 10/a, range 10-300 ppm	10 pz.
LLG09620421	Rilevatore di gas, tipo acetone 100/b, range 100-12000 ppm	10 pz.
LLG06284047	Provette Dräger-Tubes, Etanolo 100/a, 100-3000 ppm	10 pz.
LLG09620404	Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 2/a, range 2-30 ppm	10 pz.
LLG09620424	Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 5/b, range 5-100 ppm	10 pz.
LLG06259530	Fiale di biossido di carbonio 5/a, 5-60 ppm;	10 pz.
LLG09620405	Rilevatore di gas, tipo ammoniaca 5/a, range 5-700 ppm	10 pz.
LLG06089926	Provette Dräger-Tubes®, perossido di idrogeno 0,1/a pac	10 pz
LLG09620410	Pompa prelievo gas ACCURO	1 pz.
LLG09620411	Pompa prelievo gas ACCURO SET (incl. sacchetto e E-Set)	1 pz.
LLG09620436	Rilevatore di gas, tipo percloroetilene 2/a, range 2-300 ppm	10 pz.
LLG06900409	Rilevatore di gas, tipo acido acetico 5/a, range 5-20 ppm	10 pz.
LLG09620449	Rilevatore di gas, tipo acido 0,5/a, range 0.5-100 ppm	10 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

