

**Occhiali protettivi, Pulsafe Millennia**

Honeywell Safety Products

Occhiali protettivi, Pulsafe Millennia Pulsafe Millennia offre una visuale senza distorsioni attraverso una lente curvata a 9 diottrie. Distanza uniforme dalla pupilla. Protezione efficace degli occhi per spazi ridotti, stanghette ergonomiche senza pressioni. Moderni ed eleganti. Con lenti antiappannamento efficaci anche in situazioni estreme come nei repentini cambi di temperatura, alta umidità, ecc.



Code	Description	Packaging
LLG09005073	Occhiale protettivo, colore nero, lenti trasparente, antiappannamento	1 pz
LLG09005074	Occhiale protettivo, colore nero, lenti grigio, antiappannamento	1 pz
LLG09005075	Occhiale protettivo, colore blu, lenti trasparente, antiappannamento	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

