



## Filtri analitici monouso Nalgene, sterili

Thermo Elect. LED GmbH  
(Nalge)

### Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili

Filtri monouso. I filtri analitici forniscono sistemi precisi e facili da usare, per il recupero di microrganismi e particolati per test e ricerche nel controllo qualità.

- Unità filtranti e imbuti sterili monouso, di facile utilizzo, preassemblati
- Membrane di nitrato di cellulosa (CN) senza tritone facili da rimuovere
- La membrana CN da 0,2 µm è adatta per i test di sterilità
- La membrana a griglia CN da 0,45 µm è certificata per i test di qualità dell'acqua



<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG04685753	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, Tipo Unità filtrante , Volume 150 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera , Colore bianco	72 pz
LLG04685750	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, CN, tipo Imbuto filtrante, Volume 250 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera, Colore bianco	50 pz
LLG06323329	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, CN, tipo Imbuto filtrante, Volume 100 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera, Colore bianco	50 pz
LLG09046082	Imbuti per filtrazione analitica, Volume 150 ml, pori 0,45 µm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

