

**Filtri analitici monouso Nalgene, sterili****Nalge****Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili**

Filtri monouso. I filtri analitici forniscono sistemi precisi e facili da usare, per il recupero di microrganismi e particolati per test e ricerche nel controllo qualità.

- Unità filtranti e imbuti sterili monouso, di facile utilizzo, preassemblati
- Membrane di nitrato di cellulosa (CN) senza tritone facili da rimuovere
- La membrana CN da 0,2  $\mu\text{m}$  è adatta per i test di sterilità
- La membrana a griglia CN da 0,45  $\mu\text{m}$  è certificata per i test di qualità dell'acqua



Code	Description	Packaging
LLG04685750	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, CN, tipo Imbuto filtrante, Volume 250 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera, Colore bianco	50 pz
LLG04685753	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, Tipo Unità filtrante , Volume 150 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera , Colore bianco	72 pz
LLG06323329	Filtri analitici monouso Nalgene™, sterili, CN, tipo Imbuto filtrante, Volume 100 ml, Ø Membrana 47 mm, Porosità 0.45 µm, Griglia nera, Colore bianco	50 pz
LLG09046082	Imbuti per filtrazione analitica, Volume 150 ml, pori 0,45 µm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

