

**Puntali per pipette, HDPE****Ratiolab**

Puntali per pipette, HDPE. Puntali per pipette con filtri speciali, per evitare realmente che la punta del pipettatore sia contaminata da aerosol e liquidi che possono penetrare nello strumento.- sterili- certificati come liberi da RNase e DNase- puntali e filtri aerosol fabbricati in PE-HD ultra-idrofobico- ritenzioni ridotte al minimo grazie allo speciale trattamento delle superfici- perfetto e sicuro impiego con tutte le più conosciute pipette- aroject® 10 µl ha una maggiore lunghezza per utilizzo in contenitori a collo stretto e per ridurre rischi da contaminazione crociata- confezionati in racks di plastica con coperchi incernieratiAdatti per i seguenti pipettatori: ratiopetta®, Biohit® Proline, Biohit® m-line, Brand® Transferpette®, CappAero, Eppendorf® Research®, Eppendorf® Reference®, Finnpipette®Digital, Finnpipette®Focus, Gilson® Pipetman, Gilson® Ultra, Labmate® e Socorex® Calibra, Labpipetten



Code	Description	Packaging
LLG06262867	Puntali con filtro, HDPE, 1 - 20 µl, 10 racks da 96, Adatto A, F, G, H, I, K, L, M	960 pz
LLG06266526	Puntali con filtro, HDPE, 100 - 1000 µl XL, con barriera aerosol, aereject ultra, sterilizzati, 10 rack da 96t®	960 pz
LLG06262868	Puntali con filtro, HDPE, 1 -100 µl, 10 racks da 96, Adatto A, E, F, G, H, I, J, K, L, M	960 pz.
LLG06262869	Puntali con filtro, HDPE, 1 - 200 µl, 10 racks da 96, Adatto A, B, C, D, F, H, I, K, L, M, N, P, Q	960 pz
LLG06262343	Puntali con filtro, HDPE, 0,1 - 10* µl, 10 racks da 96, Adatto A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q	960 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

