

**Filtri a siringa PTFE, politetrafluoroetilene****LLG Labware**

Filtri per siringa PTFE, politetrafluoroetilene. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande.

- Esterno iniettato in polipropilene o MABS
- Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni
- Pre-sterilizzati o non sterili
- Prodotti sterili in robusti blister individuali
- Superiore stabilità alla pressione

Membrana idrofobica. Ideali per filtrazione di liquidi e gas non polari. Sono veramente resistenti a vari solventi, acidi e basi.



Code	Description	Packaging
LLG07970385	Filtro per siringa PTFE Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG07970402	Filtro per siringa PTFE Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG06255331	Filtro per siringa PTFE Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055535	Filtro per siringa PTFE Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

