

**Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55****Saint Gobain**

Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55. Con 2 connettori con codice colore (norma internazionale). Diametro interno da 0,13 a 0,64 mm, spessore pareti: 0,9 mm, diametro interno da 0,76 a 3,18 mm, spessore pareti: 0,8 5mm. Shore: 55. Adatti per tutti i più comuni modelli di pompe peristaltiche es. Verder, Ismatec, Watson-Marlow, IKA ed Heidolph. Tubo standard, trasparente. Lunghezza 380 mm. Lunga durata. Buona resistenza ad acidi e basi. Adatto per uso generale e per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG09208207	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 0,76 mm, nero-nero	12 pz
LLG09208222	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Øint. 3,18 mm, nero-bianco	12 pz
LLG09208213	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,65 mm, blu-blu	12 pz
LLG09208214	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,85 mm, verde-verde	12 pz
LLG09208211	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,30 mm, grigio-grigio	12 pz
LLG09208201	Tubo per pompe peristaltiche, Øint. 0,13 mm, colore arancione-nero	12 pz.
LLG09208203	Tubo per pompe peristaltiche, Øint. 0,25 mm, colore arancione-blu	12 pz.
LLG09208204	Tubo per pompe peristaltiche, Øint. 0,38 mm, colore arancione-verde	12 pz.
LLG09208208	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 0,89 mm, arancione-arancione	12 pz
LLG09208202	Tubo per pompe peristaltiche, Øint. 0,19 mm, colore arancione-rosso	12 pz.
LLG09208206	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 0,64 mm, bianco-arancione	12 pz
LLG09208205	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 0,51 mm, giallo-arancione	12 pz
LLG09208216	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 2,29 mm, porpora-nero	12 pz
LLG09208217	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 2,54 mm, porpora-arancione	12 pz
LLG09208215	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 2,06 mm, porpora-porpora	12 pz
LLG09208218	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 2,79 mm, porpora-bianco	12 pz
LLG09208210	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,14 mm, rosso-rosso	12 pz
LLG09208209	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,02 mm, bianco-bianco	12 pz
LLG09208219	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,52 mm, giallo-blu	12 pz
LLG09208212	Tubi in Tygon per pompe peristaltiche, Ø int. 1,42 mm, giallo-giallo	12 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

