



Raccordo per tubi Keck KA 14

Raccordo per tubi Keck KA 14. In poliestere termoplastico rinforzato con fibra di vetro (PBT). Punto di fusione 225 °C. Ottima resistenza alla temperatura e agli agenti chimici. Innesto rapido, sicuro ed ermetico, di tubi a portagomma in vetro o filettature in vetro.



Code	Description	Packaging
LLG09208940	Raccordo per tubi Keck, per filettatura in vetro RD 14, colore rosso	1 pz
LLG09208941	Raccordo per tubi Keck, per oliva portagomma in vetro RD14 completa, rosso	1 pz
LLG09208930	Raccordo per tubi Keck, per filettatura in vetro GL 14, colore giallo	1 pz
LLG09208931	Raccordo per tubi Keck, x oliva portagomma in vetro GL14 completa, giallo	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

