

**Campionatore Vampir****Bürkle**

Campionatore Vampir. Per il prelievo di campioni liquidi senza necessità di collegamento alla rete. Trasportabile, pompa peristaltica idonea per qualsiasi liquido. Per il prelievo e travaso di campioni da fusti, cisterne, fontane, impianti di scarico e di depurazione. Facile pulizia, il liquido entra in contatto solamente con il tubo. Indipendente dalla rete grazie alle batterie ricaricabili e al caricabatterie. Prelievo campioni con scarico diretto in un flacone, senza manipolazioni e riducendo il pericolo di contatto con l'operatore. Aspirazione/prevalenza fino a 5 metri. Anche per sostanze inquinate o contenenti particelle. Buona resistenza chimica. Portata fino a 2,0 l/min. Fornito con cestello per bottiglia, unità guida, 2 batterie ricaricabili, carica batterie, pompa peristaltica con bottiglia LDPE da 250ml e 5 metri di tubo di aspirazione in PE.



Code	Description	Packaging
LLG06284634	Supporto per bottiglie da 500 ml	1 pz.
LLG06233558	Prolunga tubo flessibile in PE, 10 m, 6x8 mm	10 m
LLG09303851	Campionatore Vampir completo	1 pz.
LLG09303854	Bottiglia per campioni a collo largo, 250 ml	1 pz.
LLG09303855	Bottiglia per campioni a collo largo, 500 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

