



Campionatore UniSampler EX, per campionamento liquidi infiammabili classe A1

Bürkle

Campionatore UniSampler EX, per campionamento liquidi infiammabili classe A1. Sviluppato in particolare per il prelievo di liquidi infiammabili con classe di pericolosità A1 (es. benzina). Il flacone in vetro e il tubo flessibile sono conduttori elettrici, vengono quindi collegati con un cavo di messa a terra. L'UniSampler EX è stato sviluppato in collaborazione con Gütegemeinschaft Tankschutz e.V. Approvato PTB D-333-009 618/00. La fornitura comprende 4 m di tubo, flacone in vetro, pompa per vuoto manuale, cavo di messa a terra e valigetta di trasporto.

Funzionamento:

1. #Collegare a terra l'apparecchio.
2. Inserire alla profondità desiderata il tubo di aspirazione.
3. Applicare l'adattatore sul contenitore di campionamento.
4. Produrre il vuoto con la pompa manuale, raccogliere il campione.
5. Rimuovere il flacone contenente il campione, chiuderlo ed apporre le annotazioni pertinenti.-



Code	Description	Packaging
LLG09303831	Campionatore Uni-Sampler EX	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

