

**Tappo a vite, PP****DURAN Group**

Tappo a vite, PP. A vite. Filettatura DIN. Con anello di tenuta. Resistente a temperature fino a 140 °C. Adatti solo per bottiglie d a laboratorio in DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG09209062	Tappo a vite, in PP, blu, GL 25	10 pz.
LLG09209063	Tappo a vite, in PP, blu, GL 32	10 pz.
LLG09209064	Tappo a vite, in PP, blu, GL 45	10 pz.
LLG09209065	Tappo a vite, in PP, filettatura 25 GL, colore blu, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209067	Tappo a vite, in PP, filettatura 32 GL ,colore blu, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209069	Tappo a vite, in PP, filettatura 45 GL ,colore blu, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09072401	Tappo a vite, in PP, filettatura 45 GL, colore verde, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09072402	Tappo a vite, in PP, filettatura 45 GL, colore grigio, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09072400	Tappo a vite, in PP, filettatura 45 GL, colore giallo, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

