

**Tappo PBT con Raccordo a vite****DURAN Group**

Tappo PBT con raccordo a vite. Rosso. Con foro. Resiste ad una temperatura massima di 180°C.



Code	Description	Packaging
LLG09209114	Tappi di connessione con filettatura 14 GL, Ø foro 9,5 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209118	Tappi di connessione con filettatura 18 GL, Ø foro 11,0 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209125	Tappi di connessione con filettatura 25 GL, Ø foro 15,0 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209132	Tappi di connessione con filettatura 32 GL, Ø foro 20,0 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209135	Tappi di connessione con filettatura 45 GL, Ø foro 34,0 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

