


**Guarnizioni in silicone, VMQ****DURAN Group**

Guarnizioni in silicone, VMQ. Con inserto vulcanizzato in PTFE. Per tappi a vite con foro. Autoclavabili. Resistenza termica: 130°C (vapore), 200°C (calore).



Code	Description	Packaging
LLG09209190	Guarnizioni per 18 GL, Øint. 10 mm, Øest. 16 mm, per provette Ø 9-11 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209146	Guarnizioni per 14 GL, Øint. 6 mm, Øest. 12 mm, per provette Ø5,5-6,5 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209327	Guarnizioni per 32 GL, Øint. 18 mm, Øest. 29 mm, per provette Ø 17-19 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209186	Guarnizioni per 18 GL, Øint. 6 mm, Øest. 16 mm, per provette Ø 5,5-6,5 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209188	Guarnizioni per 18 GL, Øint. 8 mm, Øest. 16 mm, per provette Ø 7,5-9 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209258	Guarnizioni per 25 GL, Øint. 8 mm, Øest. 22 mm, per provette Ø 7,5-9 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209260	Guarnizioni per 25 GL, Øint. 10 mm, Øest. 22 mm, per provette Ø 9-11 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209262	Guarnizioni per 25 GL, Øint. 12 mm, Øest. 22 mm, per provette Ø 11-13 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209320	Guarnizioni per 32 GL, Øint. 10 mm, Øest. 29 mm, per provette Ø 9-11 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209322	Guarnizioni per 32 GL, Øint. 12 mm, Øest. 29 mm, per provette Ø 11-13 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209324	Guarnizioni per 32 GL, Øint. 14 mm, Øest. 29 mm, per provette Ø 13-15 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209326	Guarnizioni per 32 GL, Øint. 16 mm, Øest. 29 mm, per provette Ø 15-17 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209329	Guarnizioni per 45 GL, Øint. 26 mm, Øest. 42 mm, per provette Ø 25-27 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09209331	Guarnizioni per 45 GL, Øint. 32 mm, Øest. 42 mm, per provette Ø 31-33 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

