

**Guarnizioni in silicone SEPTA, VMQ****DURAN Group**

Guarnizioni in silicone SEPTA, VMQ. Per tappi a vite filettati GL. Diametro esterno e spessore come indicato. Autoclavabile. Resistenza termica: 130°C (vapore), 200°C (calore).



Code	Description	Packaging
LLG09209414	Guarnizioni, per filettatura 14 GL, Ø 12 mm, spessore 2 mm	1 pz
LLG09209418	Guarnizioni, per filettatura 18 GL, Ø 16 mm, spessore 2 mm	1 pz
LLG09209425	Guarnizioni, per filettatura 25 GL, Ø 22 mm, spessore 2 mm	1 pz
LLG09209432	Guarnizioni, per filettatura 32 GL, Ø 29 mm, spessore 2 mm	1 pz
LLG09209435	Guarnizioni, per filettatura 45 GL, Ø 42 mm, spessore 3 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

