

**Raccordi filettati****Lenz**

Raccordi filettati. Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12257. Filettatura GL ad un'estremità e vetro molato all'altra. Cono NS normalizzato all'altra estremità, come indicato sotto.



| Code        | Description                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06300168 | Raccordi filettati, DURAN, filettatura 25 GL, cono 14/23 NS | 1 pz.     |
| LLG09209514 | Tubi filettati, filettatura 14 GL, cono 14/23 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209518 | Tubi filettati, filettatura 18 GL, cono 14/23 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209581 | Tubi filettati, filettatura 32 GL, cono 24/29 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209517 | Tubi filettati, filettatura 14 GL, cono 29/32 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209529 | Tubi filettati, filettatura 18 GL, cono 29/32 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209559 | Tubi filettati, filettatura 25 GL, cono 29/32 NS            | 1 pz.     |
| LLG09209582 | Tubi filettati, filettatura 32 GL, cono 29/32 NS            | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

