

**RACCORDO per tubi da laboratorio - GL 14****Bohlender GmbH****RACCORDO per tubi da laboratorio - GL 14**

Consente il raccordo da connessioni GL a portagomma in plastica fluorurata o il raccordo a tubi flessibili, da vuoto o di altri materiali (vetro o metallo). Realizzato per essere utilizzato con raccordi GL BOLA, con valvole di mantenimento pressione BOLA, con rubinetti GL BOLA e con rubinetti a sfera GL BOLA-GL. Il raccordo per tubi da laboratorio si compone di: tappo a vite rosso in ETFE/GF, guarnizione anello di tenuta in PTFE, cuneo di arresto in ETFE/GF. Questo sistema brevettato è resistente a pressioni fino a ca. 10 bar, ideale per il vuoto (a temperatura ambiente per misure da 14 a 25 GL).

Facile da montare. Il mezzo defluente viene esclusivamente a contatto con PTFE.

Il raccordo per tubi da laboratorio può essere utilizzato, ad esempio, per fissare i sensori (anche in acciaio inox), le sonde, i rubinetti da laboratorio, i tubi ad immersione, i termometri oppure per introdurre cavi.



Code	Description	Packaging
LLG09209802	Raccordo per tubi con Ø esterno 1,0 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209803	Raccordo per tubi con Ø esterno 1,6 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209806	Raccordo per tubi con Ø esterno 3,0 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209816	Raccordo per tubi con Ø esterno 3,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209807	Raccordo per tubi con Ø esterno 3,2 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209817	Raccordo per tubi con Ø esterno 3,2 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209808	Raccordo per tubi con Ø esterno 4,0 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209818	Raccordo per tubi con Ø esterno 4,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209809	Raccordo per tubi con Ø esterno 6,0 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209819	Raccordo per tubi con Ø esterno 6,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209839	Raccordo per tubi con Ø esterno 6,0 mm, filettatura 25 GL	1 pz.
LLG09209810	Raccordo per tubi con Ø esterno 6,35 mm, filettatura 14 GL	1 pz.
LLG09209820	Raccordo per tubi con Ø esterno 8,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209840	Raccordo per tubi con Ø esterno 8,0 mm, filettatura 25 GL	1 pz.
LLG09209821	Raccordo per tubi con Ø esterno 10,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz.
LLG09209841	Raccordo per tubi con Ø esterno 10,0 mm, filettatura 25 GL	1 pz.
LLG09209842	Raccordo per tubi con Ø esterno 12,0 mm, filettatura 25 GL	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

