

**Microsiringhe per AutoCampionatore GC****Hamilton**

Microsiringhe per autocampionatore GC. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): Ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC con ago cementato (tipo N). Per autocampionatori Agilent 7673 - 7683, 6850 ALS e strumenti CTC GC PAL. Altri tipi di Siringhe con aghi speciali (SN) disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06054772	Microsiringhe GC, Tipo 701 N, 10 µl, ago 43 mm, calibro 23s-26s , punta AS	1 pz
LLG07636288	Microsiringa per GC, tipo 701 N CTC, 10 µl, punta AS, lungh. ago 51 mm	1 pz
LLG09221063	Microsiringa per GC, tipo 701 N CTC, 10 µl, punta 2, lungh. ago 51 mm	1 pz
LLG09221196	Microsiringa per GC, tipo 701 ASN, 10 µl, punta AS, lungh. ago 43 mm	1 pz
LLG06072828	Microsiringhe per autocampionatore GC, Tipo 701 N, capacità 10 µl, lunghezza ago 43 mm, calibro 26s, punta AS	6 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

