

**Microsiringhe, serie 1000/1700 RN, con ago removibile****Hamilton**

Microsiringhe, serie 1000/1700 RN, con ago removibile. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Siringa a tenuta di gas, ad ago removibile (RN). Corpo in vetro borosilicato. Pistone in alluminio con rivestimento e guarnizione in PTFE a tenuta stagna, inerte a liquidi e gas.



Code	Description	Packaging
LLG09221487	Microsiringa tipo 1701 RN, capacità 10 µl, calibro 26s	1 pz
LLG09221490	Microsiringa tipo 1710 RN, capacità 100 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221493	Microsiringa tipo 1001 RN, capacità 1000 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221488	Microsiringa tipo 1702 RN, capacità 25 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221491	Microsiringa tipo 1725 RN, capacità 250 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221494	Microsiringa tipo 1002 RN, capacità 2500 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221489	Microsiringa tipo 1702 RN, capacità 50 µl, calibro 22s	1 pz
LLG06800114	Microsiringhe, ago removibile, 1710 RNR, 100µl, Calibro 22s, Punta 3(HPLC)	1 pz
LLG06077387	Microsiringa 1750 RNR, 500 µl, calibro 22, punta 3 (GC)	1 pezzo
LLG09221492	Microsiringa tipo 1750 RN, capacità 500 µl, calibro 22s	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

