

**Essiccatori Maxi 1-Black/Protect e Maxi 2-Black/Protect, PMMA****BOLA**

Essiccatori Maxi 1-Black/Protect e Maxi 2-Black/Protect, PMMA. Telaio in alluminio. Pannelli in vetro acrilico non trasparente, nero o arancione, che riducono l'incidenza della luce e proteggono contro le radiazioni ultraviolette. Maxii 1-Black/Maxi 1-Protect: inclusi quattro ripiani in acciaio inossidabile, vassoio e igrometro, quattro ruote; fino a 34 ripiani utilizzabili. Maxi 2-Black/Maxi 2-Protect: due scomparti e due porte; inclusi quattro ripiani in acciaio inossidabile, due vassoi e due igrometri, quattro ruote; fino a 17 ripiani utilizzabili per scomparto.



Code	Description	Packaging
LLG09042666	Essiccatore Sicco Maxi 1-Protect int.495x540x1030mm est.560x580x1150mm 311L	1 pz.
LLG09042667	Essiccatore Sicco Maxi 2-Protect int.495x450x500mm est.560x580x1150mm 156*L	1 pz.
LLG09042668	Essiccatore Sicco Maxi 1-Black int.495x540x1030mm est.560x580x1150mm 311 L;	1 pz.
LLG09042669	Essiccatore Sicco Maxi 2-Black int.495x540x500*mm est.560x580x1150mm 156* L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

