

**Contenitore di sicurezza in polietilene, PE-HD****Düperthal**

Contenitore di sicurezza in polietilene, PE-HD. Per distribuire e dosare liquidi altamente aggressivi ed infiammabili. In polietilene ad alta densità, con spessore 4 mm, colore rosso. Leva di comando e chiusura in acciaio inox. Guarnizione: disco in PTFE. Tappo con chiusura automatica. Compensazione automatica della sovrappressione. Collegamento a terra della chiusura e del parafiamma. Maniglia di trasporto e leva di comando separati. Semplice utilizzo. Design ovale per minimo ingombro. Costruzione robusta. Buona resistenza. Contenitore costruito secondo normative GefStoffV e BGV A8. Prodotto testato.



Code	Description	Packaging
LLG09039813	Contentitore, cap. 2 L, dim. 140x200x240 h mm	1 pz.
LLG09039814	Contentitore, cap. 4 L, dim. 140x200x330 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

