

**Essiccatori Star-Black, PMMA****BOLA**

Essiccatori Star-Black, PMMA. Telaio in alluminio, pannelli in vetro acrilico nero che impedisce l'incidenza della luce e protegge dalle radiazioni ultraviolette; sono inclusi quattro ripiani in vetro acrilico, vassoio, igrometro ed essiccante; fino a 26 ripiani utilizzabili, impilabile.



Code	Description	Packaging
LLG09042663	Essiccatore Sicco Star-Black est.310x375x525mm int.260x330x480mm 51 L;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

