

**Essiccatore Star-Antistatik-Big, PC****BOLA**

Essiccatore Star-Antistatik-Big, PC. Telaio in Alluminio con pannelli dissipativi statici prodotti in policarbonato; sono inclusi due ripiani in acciaio inossidabile, vassoio e igrometro; fino a 17 ripiani utilizzabili. Tutti i materiali usati possono essere scaricati elettrostaticamente tramite un cavo di messa a terra che può essere collegato sul lato posteriore (connessione filettata M6).



Code	Description	Packaging
LLG09042664	Essiccatore Sicco Big-Star-Antistatic dim. int.495x540x500mm 156 L;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

