

**Rack PCR a 96 pozzetti****Heathrow Scientific**

Rack PCR a 96 pozzetti. Coperchi incernierati removibili piatti. Perfetti per pre- o post- campionamento in PCR. Rack in polipropilene robusto, che accomodano individualmente provette da 0,2 ml o strisce da 8 o 12 provette. I pozzetti delle provette sono facilmente identificabili tramite numeri e lettere stampate in rilievo. Autoclavabile. Dimensioni del rack 130 x 98 x 33 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409661	Rack per PCR 96 pozzetti, colore blu, verde, rosa, giallo, arancione	5 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

