



Spruzzetta PE-LD bocca larga Unitary Tipo DS2408, PE-LD

Spruzzetta PE-LD bocca larga Unitary# Tipo DS2408, PE-LD. A bocca larga, spruzzetta in PE-LD brevettata con tappo spruzzatore integrato nella bottiglia. Rossa. Tappo a vite a tenuta stagna per acidi, alcool e basi.



Code	Description	Packaging
LLG09223252	Spruzzetta, in PE-LD, bocca larga, cap. 250 ml, Ø bocca 38 mm	1 pz.
LLG09223255	Spruzzetta, in PE-LD, bocca larga, cap. 500 ml, Ø bocca 38 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

