



## Supporto a treppiedi per aste

Supporto a treppiedi per aste. In acciaio verniciato con vernici epossidiche. Piedini antiscivolo in gomma. Con filettatura M10 a vite per bloccaggio aste. I supporti da laboratorio vengono forniti privi di asta. Si prega di scegliere l'asta più adatta alle proprie esigenze dalla sezione aste di supporto.



| Code        | Description                                                    | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09224051 | Supporto treppiedi per aste, lungh. lati 115 mm, spessore 8 mm | 1 pz      |
| LLG09224054 | Supporto treppiedi per aste, lungh. lati 150 mm, spessore 8 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

