

**Guanti monouso standard, nitrile, senza polvere****LLG Labware**

Guanti monouso standard, nitrile, senza polvere. Guanti monouso in nitrile con comfort migliorato nell'uso e maggiore protezione chimica. Il guanto standard per il laboratorio. Veramente confortevoli da indossare. Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile, eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari. Maggiore resilienza grazie alla speciale formulazione. Per uso singolo in applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici. Esenti da ftalati / plastificanti e proteine allergizzanti del lattice. Facili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura. Colore blu. Adatto per aree soggette a standard HACCP. CAT. III bassa resistenza chimica. AQL 1,5. Conformi ASTM F 1671 (ISO 16604) per protezione contro penetrazione virale. Conforme EN 420. Adatto per manipolare alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG09006375	Guanti Standard, nitrile, senza polvere, misura S	100 pz
LLG09006376	Guanti Standard, nitrile, senza polvere, misura M	100 pz
LLG09006377	Guanti Standard, nitrile, senza polvere, misura L	100 pz
LLG09006378	Guanti Standard, nitrile, senza polvere, misura XL	90 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

