



Sostegni ad anello

Bochem

Sostegni ad anello. Con o senza morsetto, come indicato.



Code	Description	Packaging
LLG06238844	Sostegno ad anello, lungh. 70 mm Øint. 100 mm, acciaio, con morsetto	1 pz.
LLG06239804	Sostegno ad anello, lungh. 220 mm, Øint. 100 mm, acciaio, senza morsetto	1 pz.
LLG09225030	Sostegno ad anello, lungh. 220 mm, Øint. 100 mm, inox 18/10, senza morsetto	1 pz.
LLG06239822	Support ring 130 mm, w/o. bosshead	1 pz.
LLG07651881	Sostegno ad anello, lungh. 70 mm, Øint. 130 mm, acciaio, con morsetto	1 pz.
LLG09225033	Sostegno ad anello, lungh. 220 mm, Øint. 120 mm, inox 18/10, senza morsetto	1 pz.
LLG04659172	Sostegni ad anello, Ø int. 50 mm, Lungh. Totale 70 mm, Material Zinco, Con morsetto	1 pz
LLG06239507	Support ring 70 mm, w/o. bosshead	1 pz.
LLG09225027	Sostegno ad anello, lungh. 200 mm, Øint. 70 mm, inox 18/10, senza morsetto	1 pz.
LLG09225081	Sostegno ad anello, lungh. 70 mm, Øint. 70 mm, acciaio, con morsetto	1 pz.
LLG06239803	Sostegni ad anello, Tipo Anello chiuso, Ø int. 50 mm, Lungh. 160 mm, in acciaio zincato	1 pz