




Tappi in vetro normalizzati, vetro DURAN® e borosilicato

Tappi in vetro normalizzati, vetro DURAN® e borosilicato. Conforme ai requisiti DIN 12252. Versione esagonale: tappi cavi, a punta. Versione ottagonale: tappi pieni o semi pieni, piatti.



Code	Description	Packaging
LLG09230002	Tappo NS 7/16, in boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230003	Tappo NS 10/19, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230004	Tappo NS 12/21, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG04678575	Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 14/23	10 pz
LLG09230006	Tappo NS 14/23, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230007	Tappo NS 19/26, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230058	Tappo NS 24/29, SBW, pieno, forma ottagonale	1 pz.
LLG04678577	Tappi vuoti, forma esagonale, fondo appuntito, vetro borosilicato 3.3, NS 29/32	10 pz
LLG09230009	Tappo NS 29/32, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230012	Tappo NS 45/40, boro 3.3, cavo, forma esagonale	1 pz.
LLG09230053	Tappo NS 10/19, DURAN®, pieno, forma ottagonale	1 pz
LLG09230062	Tappo NS 45/40, DURAN®, semi pieno, forma ottagonale	1 pz