

**Soluzioni Tampone pH con codifica colore****LLG Labware**

LLG-Soluzioni Tampone pH con codifica colore. Le soluzioni tampone pH pronte per l'uso con codifica colore offrono un'eccellente qualità, precisione e sono progettate per soddisfare tutte le esigenze degli utilizzatori finali. Fornite in bottiglie da 1L e comodi codici colore per eliminare ogni rischio di confusione tra i 3 valori di pH. Caratteristiche- Precisione  $\pm 0.01$  pH, testati e certificati a 25 ° C- Tabella di dati di dipendenza dalla temperatura stampata sull'etichetta- Rintracciabile NIST- Periodo di validità: 24 mesi (pH 7 e 10) o 36 mesi (pH 4) dalla data di produzione- Codifica-colore



Code	Description	Packaging
LLG06324540	Soluzioni tampone pH, con codifica colore blu, Valore pH a 25 °C: 10,00 ± 0.01	1 pz
LLG09040865	Soluzioni tampone pH, con codifica a colori, Valore pH 4,00 a 25 °C, Colore Rosso, 1000 ml	1 pz.
LLG09040866	Soluzioni tampone pH, con codifica a colori, Valore pH 7,00 a 25 °C, Colore Giallo, 1000 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

