

**Camice protettivo Tyvek® PL309****DuPont de Nemours**

Camice protettivo Tyvek® PL309. Camice protettivo Dupont Tyvek® PL309, misure dalla S alla XXL, 2 tasche, con cerniera, bianco, in PE-tessuto-non tessuto. Gli indumenti in Tyvek® sono composti da filato di polietilene ad alta densità, che fornisce un bilanciamento ideale tra protezione, durata e comfort. Il Tyvek® è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma respingeliquidi a base acquosa e aerosol. Esso offre un'eccellente barriera contro le particelle e le fibre fini (dimensioni al di sotto di 1 micron), molto basso rilascio di fibre e trattato antistaticamente. Senza aggiunta di silicone.



Code	Description	Packaging
LLG09390051	Camice in Tyvek® PL309, misura L;	50 PZ
LLG09390050	Camice in Tyvek® PL309, misura M;	50 pz.
LLG09390049	Camice in Tyvek® PL309, misura S;	50 pz.
LLG09390052	Camice in Tyvek® PL309, misura XL;	50 pz.
LLG09390053	Camice in Tyvek® PL309, misura XXL;	50 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

