



Imbuti con giunto standard, PP

Imbuti con giunto standard, PP. Trasparente. Per palloni a più colli, inclinati lateralmente, adatti per colli con giunti standard di varie dimensioni. Adatti per il versamento di reagenti liquidi o in polvere in palloni di reazione, specialmente per caricamento in palloni a più colli, durante la reazione. Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo la Direttiva No. 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09251814	Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 40 mm, h 75 mm, NS 14 / 23	1 pz.
LLG09251819	Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 50 mm, h 95 mm, NS 19 / 26	1 pz.
LLG09251829	Imbuto con smerigliatura a sfera, Ø imbuto 75 mm, h 135 mm, NS 29 / 32	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

