



## Semi maschere, serie 4000 Plus, pronte all'uso

Semi maschere, serie 4000 Plus, pronte all'uso. I respiratori serie 4000 della 3M# sono un range di semi-maschere pronte all'uso, senza manutenzione, con inserito un filtro studiato per protezione effettiva e comoda contro una combinazione di diversi gas, vapori e particolati pericolosi prodotti dall'industria. La tecnologia unica del filtro fornisce un design di basso profilo, studiato per avere un campo visivo indisturbato e rendere il lavoro più confortevole. Caratteristiche e benefici: design di basso profilo per migliore visione periferica. Design leggero, ben bilanciato. Materiale morbido, anallergico, con tenuta facciale strutturata. Costruzione in un solo pezzo, senza manutenzione. Posizione centrale della valvola di esalazione per rimozione effettiva di calore e umidità dall'interno della maschera. Cinghia per il collo facile da fissare. Utilizzare fino a che non si danneggia, fino a che il filtro particolato non si intasa e il filtro gas non si satura. Ottima compatibilità con gli occhiali panoramici di sicurezza 3M# tipo 2890 e 2890SA.



Code	Description	Packaging
LLG06312033	Semi maschere 4251+ FFA1P2 R D 10xTLV per gas/vapori 12xTLV per particelle	1 pz
LLG06312034	Semi maschere 4255+ FFA2P3 R D 10xTLV per gas/vapori 50xTLV per particelle	1 pz
LLG06312035	Semi maschere, 4277+, Livello di protezione FFABE1P3 R D, Limiti d'utilizzo 10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1 pz
LLG06312036	Semi maschere, 4279+, Livello di protezione FFABEK1P3 R D, Limiti d'utilizzo 10 x TLV per gas/vapori 50 x TLV per particelle	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

