

**Vetri da orologio, PTFE****BRAND****Vetri da orologio, PTFE**

Ideali per coprire beakers in PTFE. Eccellente resistenza chimica.



Code	Description	Packaging
LLG07019941	vetri d'orologio - diam. 150 mm - per bicchieri cap. 2000 mL	1 pz
LLG09263502	vetro d'orologio - diam. 20 mm - per bicchieri cap. 1 mL	1 pz
LLG09263503	vetro d'orologio - diam. 30 mm - per bicchieri cap. 5-10 mL	1 pz
LLG09263504	vetro d'orologio - diam. 40 mm - per bicchieri cap. 25 mL	1 pz
LLG09263505	vetro d'orologio - diam. 50 mm - per bicchieri cap. 50 mL	1 pz
LLG09263506	vetri d'orologio - diam. 65 mm - per bicchieri cap. 100 mL	1 pz
LLG09263507	vetri d'orologio - diam. 75 mm - per bicchieri cap. 150 mL	1 pz
LLG09263508	vetri d'orologio - diam. 80 mm - per bicchieri cap. 250 mL	1 pz
LLG09263510	vetro d'orologio - diam. 100 mm - per bicchieri cap. 400-500 mL	1 pz
LLG09263512	vetro d'orologio - diam. 125 mm - per bicchieri cap. 600-1000 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

