



## Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 7

LLG Labware

Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 7, pacchetto completo Agitatore magnetico universale con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Le caratteristiche di sicurezza comprendono un display di allarme "caldo" (hot) e una funzione di agitazione che continua fino a quando la temperatura della piastra diventa inferiore a 50°C, anche quando il dispositivo viene spento. Controllo preciso della temperatura del fluido riscaldato tramite una sonda remota di temperatura PT1000. Il dispositivo è dotato di un piatto in ceramica da 184x184 millimetri. 3 anni di garanzia. Agitatore magnetico / piastra riscaldante di ultima generazione. Motore DC senza spazzole, privo di manutenzione. Controllo digitale e display retroilluminato. Agitatore e display possono essere controllati a distanza tramite l'interfaccia RS232. Colore bianco, piastra superiore in acciaio inox con rivestimento in ceramica. Robusto contenitore metallico. Agitazione Potente. Asta collocabile sul lato sinistro e destro dell'agitatore.

La fornitura include: agitatore magnetico con sonda Pt1000, asta e supporto, manuale d'uso.

### Caratteristiche

Volume agitabile (H<sub>2</sub>O): 20 L

Range velocità: da 100 a 1500rpm

Accuratezza: ±1rpm

Ancoretta magnetica: 80mm

Display: LCD

Piastra riscaldante: 184x184mm/acciaio inossidabile con superficie ceramica

Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40°C

Range temperatura: da ambiente a 550°C

Accuratezza regolazione: ±0.1°C

Accuratezza controllo: ±0.2°C

Calore dissipato: 1000W

Temperatura di sicurezza: da 100 a 580°C

Dimensioni (LxPxH): 215x360x112mm

Peso: 5.3kg

Alimentazione: 200-240V, 50/60Hz

Classe di protezione: IP 42

Garanzia: 3 anni.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

