

**Campionatore per Liquidi LiquiSampler, in PTFE/FEP o PP****Bürkle**

Campionatore per liquidi LiquiSampler, in PTFE/FEP o PP. DIN 53242. Per liquidi. Fatto da PTFE / FEP o PP ultra puro e chimicamente inerte, per il campionamento senza contaminazione. Comando pratico con una sola mano tramite pulsante. Adatto ad ogni punto, sezione trasversale, e per campionamenti inferiori. Ideale per il campionamento da fusti aperti e chiusi, fusti, serbatoi, silos, sorgenti d'acqua (stagni, laghi, ruscelli, fiumi). Ideale per prelievo di campioni da fusti, cisterne, silos, acqua (stagni, laghi, ruscelli, fiumi). Adatto per tutti i fusti e i contenitori con diametro di apertura di almeno 25 mm. Tutte le superfici sono compatte e lisce, per evitare depositi di sporcizia. Solo profili con filettature rotonde adatte per applicazioni di igiene alimentare. Semplice da smontare e pulire.



Code	Description	Packaging
LLG06255307	Campionatore LiquiSampler, in PTFE/FEP, lungh. 600 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG09303950	Campionatore Liqui-Sampler, in PTFE/FEP, lungh. 1000 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG09303951	Campionatore Liqui-Sampler, in PTFE/FEP, lungh. 2000 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG06901807	Campionatore LiquiSampler, in PP trasparente, lungh. 600 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG09303955	Campionatore Liqui-Sampler, in PP trasparente, lungh. 1000 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG09303956	Campionatore Liqui-Sampler, in PP trasparente, lungh. 2000 mm, Ø 25 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

