

**Scovolini per campionatori, PVC / acciaio inossidabile****Bürkle**

Scovolini per campionatori, PVC / acciaio inossidabile. Per una pulizia accurata dei campionatori a settori.



Code	Description	Packaging
LLG06223345	Spazzola per pulizia campionatore a settori, lungh. 40 cm, Ø 25 mm;	1 pz.
LLG09303880	Scovolino per campionatori, lungh. 600 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG09303882	Spazzola per pulizia campionatore a settori, lungh. 80 cm, Ø 25 mm;	1 pz.
LLG09303884	Scovolino per campionatori, lungh. 1000 mm, Ø 25 mm	1 pz.
LLG06284633	SCOVOLINI per campionatori, PVC / acciaio inox, Ø 50 mm, Lungh. 300 cm	1 pz.
LLG09303885	Scovolino per campionatori, lungh. 1000 mm, Ø 50 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

