

**Etichette per sigillo campionature close-it****Bürkle**

Etichette **Close-it** per sigillare campionature.

Etichette di chiusura e controllo per i contenitori dai quali si sono prelevati dei campioni. Stampate o neutre. Close-it sono etichette in alluminio, adesive, resistenti al vapore e con un potere di adesione estremamente forte. I sacchi e le scatole di cartone che sono state forate per campionamento, possono essere richiuse ermeticamente. Adatte anche a sacchi coperti di polveri fini come gesso, farina, ecc. Scrivibili con penna a sfera, matite o pennarelli.

Etichette **Close-it food**.

La forza dell'adesivo è quasi uguale a quella che hanno le originali. Si assicura ottima tenuta anche quando si richiudono più volte etichette già posizionate. L'adesivo è conforme alle linee guida Europee in merito ai prodotti alimentari. Proprio come le originali, le etichette Close-it food hanno uno strato barriera in foglio di alluminio. Questo significa che sono adatte per campionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, additivi per alimenti, in breve per tutte le applicazioni nelle quali il prodotto non deve essere contaminato dal contatto con l'adesivo.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09303914 | Etichette close-it food, colore nero, stampato, 95x95 mm         | 500 pz.   |
| LLG09303984 | Etichette close-it Maxi, colore nero, stampato, 150x150 mm       | 250 pz.   |
| LLG09303999 | Etichette close-it food, colore nero, stampato, 95x95 mm         | 500 pz.   |
| LLG09304003 | Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, nera, 150x150 mm;          | 1 pz.     |
| LLG09303913 | Etichette close-it food, colore blu, stampato, 95x95 mm          | 500 pz.   |
| LLG09303983 | Etichette close-it Maxi, colore blu, stampato, 150x150 mm        | 250 pz.   |
| LLG09303997 | Etichette close-it food, colore blu, stampato, 95x95 mm          | 500 pz.   |
| LLG09304001 | Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, blu, 150x150 mm;           | 1 pz.     |
| LLG09303911 | Etichette close-it food, colore verde, stampato, 95x95 mm        | 500 pz.   |
| LLG09303981 | Etichette close-it Maxi, colore verde, stampato, 150x150 mm      | 250 pz.   |
| LLG09303998 | Etichette close-it food, colore verde, stampato, 95x95 mm        | 500 pz.   |
| LLG09304002 | Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, verde, 150x150 mm;         | 250 pz.   |
| LLG06228255 | Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 95x95 mm        | 500 pz.   |
| LLG09303910 | Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 95x95 mm        | 500 pz.   |
| LLG09303980 | Etichette close-it Maxi, colore rosso, stampato, 150x150 mm      | 250 pz.   |
| LLG09303990 | Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 150x150 mm      | 250 pz.   |
| LLG09303915 | Etichette close-it food,, colore bianco, non stampato, 95x95 mm  | 500 pz.   |
| LLG09303985 | Etichette close-it Maxi, colore bianco, non stampato, 150x150 mm | 250 pz.   |
| LLG09303986 | Etichette close-it food, colore bianco, non stampato, 95x95 mm   | 500 pz.   |
| LLG09303991 | Etichette close-it food, colore bianco non stampato, 150x150 mm  | 250 pz.   |



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09303992 | Etichette close-it tape, rotolo, colore bianco, 95 mmx50 m       | 1 pz.     |
| LLG09303993 | Etichette close-it tape, rotolo, colore bianco, 150 mmx50 m      | 1 pz.     |
| LLG09303994 | Etichette close-it tape food, rotolo, colore bianco, 95 mmx50 m  | 1 pz.     |
| LLG09303995 | Etichette close-it tape food, rotolo, colore bianco, 150 mmx50 m | 1 pz.     |
| LLG09303912 | Etichette close-it food, colore giallo, stampato, 95x95 mm       | 500 pz.   |
| LLG09303982 | Etichette close-it Maxi, colore giallo, stampato, 150x150 mm     | 250 pz.   |
| LLG09303996 | Etichette close-it food, colore giallo, stampato, 95x95 mm       | 500 pz.   |
| LLG09304000 | Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, gialla, 150x150 mm;        | 250 pz.   |
| LLG09303919 | Porta-rotolo   | 1 pz.     |
| LLG09303989 | Porta-rotolo Maxi  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

