



Etichette per sigillo campionature close-it

Bürkle

Etichette **Close-it** per sigillare campionature.

Etichette di chiusura e controllo per i contenitori dai quali si sono prelevati dei campioni. Stampate o neutre. Close-it sono etichette in alluminio, adesive, resistenti al vapore e con un potere di adesione estremamente forte. I sacchi e le scatole di cartone che sono state forate per campionamento, possono essere richiuse ermeticamente. Adatte anche a sacchi coperti di polveri fini come gesso, farina, ecc. Scrivibili con penna a sfera, matite o pennarelli.

Etichette **Close-it food**.

La forza dell'adesivo è quasi uguale a quella che hanno le originali. Si assicura ottima tenuta anche quando si richiudono più volte etichette già posizionate. L'adesivo è conforme alle linee guida Europee in merito ai prodotti alimentari. Proprio come le originali, le etichette Close-it food hanno uno strato barriera in foglio di alluminio. Questo significa che sono adatte per campionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, additivi per alimenti, in breve per tutte le applicazioni nelle quali il prodotto non deve essere contaminato dal contatto con l'adesivo.



Code	Description	Packaging
LLG09303914	Etichette close-it food, colore nero, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303984	Etichette close-it Maxi, colore nero, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303999	Etichette close-it food, colore nero, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09304003	Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, nera, 150x150 mm;	1 pz.
LLG09303913	Etichette close-it food, colore blu, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303983	Etichette close-it Maxi, colore blu, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303997	Etichette close-it food, colore blu, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09304001	Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, blu, 150x150 mm;	1 pz.
LLG09303911	Etichette close-it food, colore verde, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303981	Etichette close-it Maxi, colore verde, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303998	Etichette close-it food, colore verde, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09304002	Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, verde, 150x150 mm;	250 pz.
LLG06228255	Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303910	Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303980	Etichette close-it Maxi, colore rosso, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303990	Etichette close-it food, colore rosso, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303915	Etichette close-it food,, colore bianco, non stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303985	Etichette close-it Maxi, colore bianco, non stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303986	Etichette close-it food, colore bianco, non stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303991	Etichette close-it food, colore bianco non stampato, 150x150 mm	250 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09303992	Etichette close-it tape, rotolo, colore bianco, 95 mmx50 m	1 pz.
LLG09303993	Etichette close-it tape, rotolo, colore bianco, 150 mmx50 m	1 pz.
LLG09303994	Etichette close-it tape food, rotolo, colore bianco, 95 mmx50 m	1 pz.
LLG09303995	Etichette close-it tape food, rotolo, colore bianco, 150 mmx50 m	1 pz.
LLG09303912	Etichette close-it food, colore giallo, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09303982	Etichette close-it Maxi, colore giallo, stampato, 150x150 mm	250 pz.
LLG09303996	Etichette close-it food, colore giallo, stampato, 95x95 mm	500 pz.
LLG09304000	Etichetta chiudi-sacco Close-It Food, gialla, 150x150 mm;	250 pz.
LLG09303919	Porta-rotolo	1 pz.
LLG09303989	Porta-rotolo Maxi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

